

MODELL	T-ONE	
VERSION	EVO II (101 Programme)	
INHALT		
<ul style="list-style-type: none"> • Elektrostimulator mit graphischem Display • 4 Elektrodenverbindungskabel (8 Elektroden anschließbar) • Gebrauchsanleitung und Anleitung zur Positionierung • 5 Elektroden-Packungen • Interne wiederaufladbare Ni-Mh Batterie • Batterieladegerät • Verpackungsschachtel • Etui für den Transport 		
		
TECHNISCHE HAUPTMERKMALE:		
<ul style="list-style-type: none"> • Elektrostimulator mit 4 unabhängigen Kanälen mit der Möglichkeit bis zu 8 Elektroden anzuschließen; • Stromgenerator (konstante Stimulation bei verschiedensten Hautbedingungen, das Gerät bei einer zufälligen Loslösung der Elektroden stoppen); • zweiphasiger und kompensierter Impulsgeber: die Strommenge, die von dem positiven zu dem negativen Pol fließt, ist dieselbe und konstant. Dies verhindert die gefährliche Wärmewirkung der Polarisierung, die jedoch mit einem Stimulator mit konstanter Spannung möglich ist; • Verbrauchermeinungen: das Gerät erkennt, ob der Benutzer verbunden ist; • Soft-Touch-Tastatur mit einfacher und benutzerfreundlicher Bedienung; • Online -Benutzerhandbuch mit schnellen Anweisungen direkt auf dem Display; • Betrieb mit interner wiederaufladbarer Ni-Mh Batterie von 1600mAh; • Behandlungen anpassen durch Auswahl männlich/weiblich; • maximale Intensität von 240 mApp mit einer punktgenauen Anpassung von 0,5 mA; • Wahl der Menüsprache (Englisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Französisch) • Medizinisches Gerät nach CE0476 zertifiziert. 		
WECHSELSTIMULATION AUF VIER KANÄLEN		
<p>Der Apparat kann Wechselimpulse auf vier Kanälen erzeugen und somit Kontraktionen und sequenzielle Stimulationen erzeugen. Dies ermöglicht eine effektive Nutzung auf dem Gebiet der Umerziehung zur Stimulierung der "Bewegungsketten" und im Sportbereich für das Training der agonistischen Muskeln oder bei sequenzieller Massage. Dieser Apparat kann durch die starke Leistung auch bei anspruchsvolleren Sportarten eingesetzt werden.</p>		
16 Programme Tens	9 Beauty Programme	11 Sport-Programme
Tens schnell	Lipolyse	Aufwärmen
Tens Endorphin (verzögert)	Straffung	Muskelerholung
Tens Scanning	Kräftigung	Kapillarisation
Tens Hyperstimulation	Konturierung	Agonist/Antagonist
Tens Burst	Modellierung	Ausdauerkraft
Zervikalgie Kopfschmerzen	Microlifting	Basiskraft
Lumbalgie	Entspannende Massage	Schnellkraft
Ischialgie	Allgemeine Müdigkeit	Explosivkraft
Zerrungen/Stauchungen/Prellungen	Entwässerung	Ausdauer
Entzündungshemmend		Tonische Kontraktionen
Durchblutung		Phasen Kontraktionen
Entkrampfung		
Blutergüsse		
Regenerierende Impulse		
Atrophieprävention		
Atrophie		
Abmessungen des Apparats: 76 X 125 X 34 mm		

