

<b>MODELL</b>	<b>I-TECH PHYSIO</b> (das professionelle Alroundgerät, 2 Kanäle)	
	<p style="text-align: center;"><b>INHALT:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TENS, NEMS und FES Elektrotherapie mit grafischem Display, Ionophorese, Inkontinenz</li> <li>• Ionophorese Kit (Silikonelektroden, Schwämme, elastisches Band)</li> <li>• 2 Verbindungskabel mit Kabelverzweigungen (8 Elektroden anschließbar)</li> <li>• Gegelte, selbstklebende Elektroden</li> <li>• Aufladbares Ni-Mh Batterien mit neuer LL Technologie (long lasting)</li> <li>• Ladegerät</li> <li>• Gürtelhalterung</li> <li>• Benutzerhandbuch und Handbuch zum Platzieren der Elektroden</li> <li>• Tragetasche</li> </ul>	

<p><b>TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kombinierte Elektrotherapie mit 2 unabhängigen Kanälen;</li> <li>• zweiphasiger und kompensierter Impulsgeber: die Strommenge, die von dem positiven zu dem negativen Pol fließt, ist dieselbe und konstant, dies verhindert die gefährliche Wärmewirkung der Polarisierung.</li> <li>• Rechteckige, monophasische Wellen</li> <li>• Interferenz Wellen, Kotz</li> <li>• Programmierfähig</li> <li>• Einfache Menüführung;</li> <li>• Backlight display;</li> <li>• Maximale Intensität: 200 mApp;</li> <li>• CE0476 medical device.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Auch für die Behandlung von entnervten Muskeln, nach Unfall oder Schlaganfall</b></p>
<p>Professionelles Gerät mit einer großen Anzahl von Protokollen für die Schmerztherapie, Muskelrehabilitation und ästhetische (Beauty)</p>

14 TENS Programme	15 BEAUTY Programme	27 REHA Programme
Tens konventionel (schnell)	Straffung – Oberschenkel und Rumpf	Ionophoresis L
Tens Endorphin (verzögert)	Straffung - Unterschenkel	Ionophoresis M
Tens Hyperstimulation	Kräftigung –Oberschenkel und Rumpf	Ionophoresis H
Entzündungshemmend	Kräftigung - Unterschenkel	Mikrostrom
Zervikalgie/Spannungskopfschmerzen	Konturierung – Oberschenkel und Rumpf	Hämatom / Bluterguss
Rückenschmerzen/Ischialgie	Konturierung - Unterschenkel	Ödem
Verstauchungen / Blutergüsse	Modellierung	Tens sequentiell (fortlaufend)
Durchblutung	Microlifting	Tens Burst (Impuls)
Entspannung der Muskeln	Lipolyse / Fettspaltung –Bauch	Atrophy (Muskelschwund) Vorsorge
Handgelenksschmerzen	Lipolyse / Fettspaltung – Schenkel	Atrophy / Muskelschwund
Fusssohlen Stimulation	Lipolyse / Fettspaltung - Hüften	AASW * 50 ms 0,2 / 0,5 / 1 Hz
Epicondylitis / Tennisarm	Lipolyse / Fettspaltung – Arme	AASW * 100 ms 0,2 / 0,5 / 1 Hz
Epitroclea / Golferarm	Elastizität des Gewebes	AASW * 150 ms 0,2 / 0,5 / 1 Hz
Periarthritis / Schultergelenkentzündung	Kapilarisation	AASW * 200 ms 0,2 / 0,5 / 1 Hz
	Schwere Beine	AASW * 250 ms * 0,2 / 0,5 / 1 Hz

SK278-00

<b>21 NEMS programs</b>		SW ** 50 ms 0,2 / 0,5 / 1 Hz
Aufwärmen	<b>FREIE Speicher</b>	SW ** 100 ms 0,2 / 0,5 / 1 Hz
Ausdauer – Obersckel und Rumpf	TENS mem1	SW** 150 ms 0,2 / 0,5 / 1 Hz
Ausdauer – unterer Schenkel	TENS mem 2	SW** 200 ms 0,2 / 0,5 / 1 Hz
Ausdauer und Kraft- Oberschenkel und Rumpf	TENS mem 3	SW** 250 ms 0,2 / 0,5 / 1 Hz
<b>NEMS Programme</b>	<b>FREIE Speicher</b>	<b>REHA Programme</b>
Ausdauer und Kraft – unterer Schenkel	TENS mem 4	Interferential
Basiskraft – Oberschenkel und Rumpf	TENS mem 5	TENS mit Regelung der Amplitude
Basiskraft –Unterschenkel	NEMS mem 1	Wechselnde TENS
Schnelle Kraft – Oberschenkel und Rumpf	NEMS mem 2	TENS mit Regelung der Frequenz 1
Schnelle Kraft – Unterschenkel	NEMS mem 3	TENS mit Regelung der Frequenz 2
Explosive Kraft – Oberschenkel und Rumpf	NEMS mem 4	TENS mit Regelung der Amplitude
Explosive Kraft – Unterschenkel	NEMS mem 5	Kotz
Tiefe Kapillarisation	NEMS alternierend auf zwei Kanäle	
Erholung der Muskeln	NEMS alternierend auf zwei Kanäle	
Agonist-antagonist	Test Batterie	
Sequentielle tonische Kontraktionen – Oberschenkel und Rumpf	<b>9 INKONTINENZ Programme</b>	
Sequentielle tonische Kontraktionen – Unterschenkel	Belastungs- (Stress) urinal und fäkal INKONTINENZ 1	
Sequentielle phasische Kontraktionen – Oberschenkel und Rumpf	Belastungs- (Stress) urinal INKONTINENZ 2	
Sequentielle phasische Kontraktionen – Unterschenkel	Belastungs- (Stress) urinal INKONTINENZ 3	
Entspannung der Muskeln	Dranginkontinenz urinal und fäkal 1	
Tiefe Massage	Dranginkontinenz urinal 2	
EMS	Dranginkontinenz urinal 3	
	Vermischte urinal und fäkal INKONTINENZ 1	
	Vermischte urinal INKONTINENZ 2	
	Vermischte urinal INKONTINENZ 3	