

<b>MODELL</b>	<b>MIO-CARE</b>	
<b>VERSION</b>	<b>PRO (63 PROGRAMME)</b>	
<b>INHALT</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• TENS und NEMS Elektrotherapie mit grafischem Display</li> <li>• 2 Verbindungskabel mit Kabelverzweigungen (8 Elektroden anschließbar)</li> <li>• Gegelte, selbstklebende Elektroden</li> <li>• Aufladbares Ni-Mh Batterien mit neuer LL Technologie (long lasting)</li> <li>• Ladegerät</li> <li>• Gürtelhalterung</li> <li>• Benutzerhandbuch und Handbuch zum Platzieren der Elektroden</li> <li>• Tragetasche</li> </ul>		
<b>TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kombinierte Elektrotherapie mit 2 unabhängigen Kanälen;</li> <li>• zweiphasiger und kompensierter Impulsgeber: die Strommenge, die von dem positiven zu dem negativen Pol fließt, ist dieselbe und konstant, Dies verhindert die gefährliche Wärmewirkung der Polarisierung.</li> <li>• TENS – NEMS – BEAUTY programme;</li> <li>• 13 frei programmierbare Speicher TENS – NEMS;</li> <li>• Einfache Menüführung;</li> <li>• Verbleibende Therapiezeit und Programminstruktionen werden im Display angezeigt.;</li> <li>• Interne wieder aufladbare Batterien (herausnehmbar).</li> <li>• Backlight display;</li> <li>• Maximale Intensität: 200 mApp;</li> <li>• CE0476 medical device.</li> </ul>		
<b>14 TENS Programme</b>		
<b>21 NEMS (Sport) Programme</b>		
<b>15 BEAUTY Programme</b>		
Tens konventionell (schnell)	Aufwärmen	Straffung – Oberschenkel und Rumpf
Tens Endorphin (verzögert)	Ausdauer – Oberschenkel und Rumpf	Straffung - Unterschenkel
Tens Hyperstimulation	Ausdauer – unterer Schenkel	Kräftigung –Oberschenkel und Rumpf
Entzündungshemmend	Ausdauer und Kraft- Oberschenkel und Rumpf	Kräftigung - Unterschenkel
Zervikalgie/Spannungskopfschmerzen	Ausdauer und Kraft – unterer Schenkel	Konturierung – Oberschenkel und Rumpf
Rückenschmerzen/Ischialgie	Basiskraft – Oberschenkel und Rumpf	Konturierung - Unterschenkel
Verstauchungen / Blutergüsse	Basiskraft –Unterschenkel	Modellierung
Durchblutung	Schnelle Kraft – Oberschenkel und Rumpf	Microlifting
Entspannung der Muskeln	Schnelle Kraft – Unterschenkel	Lipolyse / Fettspaltung –Bauch
Handgelenksschmerzen	Explosive Kraft – Oberschenkel und Rumpf	Lipolyse / Fettspaltung – Schenkel
Fusssohlen Stimulation	Explosive Kraft – Unterschenkel	Lipolyse / Fettspaltung - Hüften
Epicondylitis / Tennisarm	Tiefe Kapillarisation	Lipolyse / Fettspaltung – Arme
Epitroclea / Golferarm	Erholung der Muskeln	Elastizität des Gewebes
Periarthritis / Schultergelenkentzündung	Agonist-antagonist	Kapillarisation
<b>13 FREIE SPEICHER</b>	Sequentielle tonische Kontraktionen – Oberschenkel und Rumpf	Schwere Beine
5 freie Speicher TENS	Sequentielle tonische Kontraktionen – Unterschenkel	
7 freie Speicher NEMS	Sequentielle phasische Kontraktionen – Oberschenkel und Rumpf	
1 Batterie TEST	Sequentielle phasische Kontraktionen – Unterschenkel	
	Entspannung der Muskeln	
	Tiefe Massage	



	EMS	
<b>Abmessungen:</b> 114 X 68 X 26 mm		