

| | | |
|--|---------------------|---|
| MODELL | MIO-PERISTIM |  |
| INHALT: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • TENS/NEMS/FES Elektrotherapie mit grafischen Display • 2 Verbindungskabel mit Kabelverzweigungen (8 Elektroden anschließbar) • Gegele, selbsthaftende Elektroden • Aufladbares Ni-Mh Batterien mit neuer LL Technologie (long lasting) • Ladegerät • Gürtelhalterung • Benutzerhandbuch und Handbuch zum Platzieren der Elektroden • Tragetasche • Je nach Ausstattung (Bestellung): Anal- oder Vaginalsonde | | |

| |
|--|
| TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN: |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kombinierte Elektrotherapie mit 2 unabhängigen Kanälen; • zweiphasiger und kompensierter Impulsgeber: die Strommenge, die von dem positiven zu dem negativen Pol fließt, ist dieselbe und konstant, dies verhindert die gefährliche Wärmewirkung der Polarisierung. • 9 INKONTINENZ (urinal und fäkal) Programmen; • 14 TENS Programme; • 13 frei programmierbare Speicher TENS – NEMS; • Einfache Menüführung; • Verbleibende Therapiezeit und Programminstruktionen werden im Display angezeigt.; • Interne wieder aufladbare Batterien (herausnehmbar). • Backlight display; • Maximale Intensität: 200 mApp; • CE0476 medical device |

MIO-PERISTIM wurde speziell für die INKONTINENZ Behandlung entwickelt (urinal und fäkal). Das Gerät verfügt über 9 INKONTINENZ Programme und wird zusammen mit den Sonden für vaginalen oder analen Einsatz verwendet (im Lieferumfang enthalten, aber auch als Zubehör erhältlich).

MIO-PERISTIM hat zusätzlich 14 TENS Programme für Schmerzbehandlung und 13 freie Speicher um TENS (Schmerztherapie) oder NEMS (neuromuskuläre Stimulation) Protokolle zu hinterlegen.

| P 14 TENS Programme | 9 INKONTINENZ Programme | 13 freie Speicher |
|---|--|-------------------------------|
| Tens konventionel (schnell) | Belastungs- (Stress) urinal und fäkal INKONTINENZ 1 | TENS mem 1 |
| Tens Endorphin (verzögert) | Belastungs- (Stress) urinal INKONTINENZ 2 | TENS mem 2 |
| Tens Hyperstimulation | Belastungs- (Stress) urinal INKONTINENZ 3 | TENS mem 3 |
| Entzündungshemmend | Dranginkontinenz urinal und fäkal 1 | TENS mem 4 |
| Cervicalgie/Spannungskopfschmerz | Dranginkontinenz urinal 2 | TENS mem5 |
| Rückenschmerzen/Ischialgie | Dranginkontinenz urinal 3 | NEMS mem1 |
| Verstauchungen / Blutergüsse | Vermischte urinal und fäkal INKONTINENZ 1 | NEMS mem2 |
| Durchblutung | Vermischte urinal INKONTINENZ 2 | NEMS mem3 |
| Entspannung der Muskeln | Vermischte urinal INKONTINENZ 3 | NEMS mem4 |
| Handgelenkschmerzen | | NEMS mem5 |
| Fusssohlen Stimulation | | NEMS alternierende Kanäle 1/2 |
| Epicondylitis / Tennisarm | | NEMS alternierende Kanäle 1/2 |
| Epitroclea / Golferarm | | Batterie Test |
| Periarthritis / Schultergelenkentzündung | | |

Abmessungen: 140 X70 X 30 mm